



ZELOSTAT®

ZELOSTAT™ Syringe シリンジ

1mL Low Dead Space Single-Use Syringe



ASTI

<https://www.asti-med.com/jp/>

MADE IN JAPAN

製品の特長

1 ローデッドスペース

外筒先端部のデッドスペースを最小限にした精密設計により、薬液の無駄を最小化します。




2 高い視認性

透明度の高い外筒、目盛両横への数字付けにより、筒内の薬液量が確認しやすいシリンジです。

3 ロックタイプコネクター

高粘度の薬液でも、注射針との接続を確実に保ちます。



4 安定した押し子摺動

適切に設定された材料と強度により軸ブレせず安定した押し子の操作が実現しました。

品番	販売名	仕様	入り数
SZ-01	ZELOSTAT Syringe シリンジ (ゼロスタット シリンジ)	1mL ルアロック EOG 滅菌済み	50

医療機器届出番号：22B2X10021000001
再使用禁止

製造販売業者

ASTI株式会社

〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田1丁目5番1号

お問い合わせ先

メディカル開発部
TEL : 053-428-5644
mail: medical@asti.co.jp



製品情報はこちら▶
<http://www.asti-med.com/jp>